

CODAN Check Valves



Une grande diversité
de présentations





CODAN Check Valves

La sécurité maximale

Les valves anti-retour CODAN : des petits composants d'une extrême importance pour la sécurité des patients. Seule ou intégrée dans les dispositifs CODAN, la valve anti-retour empêche tout reflux, que ce soit le sang du patient ou le mélange des médicaments dans les tubulures.

Petite, parfaite et sûre



Une technologie d'excellence en miniature

Comme tous les dispositifs CODAN, les valves anti-retour bénéficient de plusieurs décades d'expérience en recherche et développement.

La rigueur et la précision de leur production garantissent la fiabilité et la fonctionnalité des valves anti-retour. La valve s'ouvre automatiquement sous une faible pression d'ouverture. Elle se referme automatiquement par contre-pression ou par absence de débit. La valve reste fiable, même avec des solutions très visqueuses.

Son très faible volume résiduel (0,15 ml) et sa petite taille permettent son intégration dans tous les dispositifs de perfusion.

Les valves anti-retour CODAN peuvent être utilisées quotidiennement dans tous les services d'hospitalisation, en soins intensifs, anesthésie et bloc opératoire.

Diversité et précision

Disponible en plusieurs versions

Les valves anti-retour CODAN en conditionnement individuel peuvent être intégrées à un système existant. Elles sont aussi déjà montées sur beaucoup de sets de connexion, prolongateurs et connecteurs CODAN. Ces systèmes sont disponibles sur des tubulures de différents diamètres et sur des connecteurs de 2 à 4 voies.

Connexions facilitées

Lorsque la valve est intégrée dans un set de perfusion CODAN, le branchement est facile et rapide : moins il y a de composants à assembler, plus le montage du set de perfusion est simple et fiable. L'attention particulière apportée aux sites en Y avec valves, garantit la qualité et la sécurité des dispositifs d'administration de cytostatiques.

Une variante appréciée

Les branchements avec raccords Luer-Lock mobiles sont autant appréciés des patients que des équipes soignantes : ils évitent les torsions des tubulures de perfusion.

Les sets de perfusion avec valve anti-retour dans le raccord terminal, sont désormais disponibles dans les versions Luer-Lock standard et Luer-Lock mobile.

R-LOCK,
valve anti-retour
avec raccord
Luer-Lock

Valve
anti-retour
en ligne

Site d'injection
avec valve
anti-retour sur
la voie latérale

Connexion avec
2 voies latérales
munies de
valves
anti-retour

Connecteur
2 voies
avec valves
anti-retour

Raccord
Luer-Lock
mobile avec
valve intégrée

Raccord
Luer-Lock
avec valve
intégrée

CODAN

CODAN dans le monde entier



CODAN a une renommée internationale de fabricant et fournisseur de matériel de perfusion/transfusion. Le groupe CODAN emploie plus de 1500 personnes à travers le monde.

CODAN, c'est le synonyme de fiabilité, de qualité et de précision, le tout assuré par le savoir-faire et l'expérience de plus de 60 années de recherche et de développement. Nos propres usines de production et nos filiales de ventes garantissent à nos clients une production et des prestations de services de première qualité.

La gamme des produits CODAN

- Perfuseurs
- Transfuseurs
- Prolongateurs, connecteurs et rampes
- Accessoires de perfusion
- Filtres à perfusion
- Dispositifs pour la néonatalogie/pédiatrie
- Sets de transfert et de prélèvement
- CODAN CYTO®
- Gamme de protection Chemoprotect®
- Seringues
- Sets pour la mesure des pressions par voie invasive
- Pompes à perfusion
- Sets spécifiques

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika

Notre entreprise satisfait aux réglementations prévues par la directive européenne 93/42/CEE et/ou par le Règlement (UE) 2017/745 et entretient des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO 13485:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark

Manufacturer

CODAN Medizinische Geräte GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14
codan@codan.de · www.codancompanies.com



The decisive connection