



CODAN MicroSpikes



Préparation sécurisée
et prélèvement complet
dans les petits flacons de
médicament



CODAN MicroSpikes



Manipulation optimisée

Vous souhaitez prélever le maximum de doses dans le flacon médicamenteux avec une manipulation la plus simple possible?

CODAN vous propose une solution sécurisée, simple et sans aiguille pour la reconstitution et le prélèvement des médicaments.



Pour plus d'informations sur les CODAN MicroSpikes, consultez nos informations produit 94.6026, notre protocole 94.6113 et notre brochure CODAN Spikes.

Les MicroSpikes CODAN, spécialement conçus pour une utilisation sur de très petits flacons de médicaments, sont un système compact et sécurisé sans aiguille pour la reconstitution et le retrait des médicaments.

Un filtre à air hydrophobe de 0,2 μm intégré garantit une aération et une ventilation stérile et retient de manière fiable les aérosols pendant la préparation.

Des avantages évidents

- Equilibre des pressions avec aération stérile
- Système sans aiguille empêchant les blessures par piqûre d'aiguille pendant la préparation et le retrait
- Prélèvement complet du médicament des petits flacons sans volume résiduel



CODAN dans le monde entier



CODAN a une renommée internationale de fabricant et fournisseur de matériel de perfusion/transfusion. Le groupe CODAN emploie plus de 1500 personnes à travers le monde.

CODAN, c'est le synonyme de fiabilité, de qualité et de précision, le tout assuré par le savoir-faire et l'expérience de plus de 60 années de recherche et de développement. Nos propres usines de production et nos filiales de ventes garantissent à nos clients une production et des prestations de services de première qualité.

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika

La gamme des produits CODAN

- Perfuseurs
- Transfuseurs
- Prolongateurs, connecteurs et rampes
- Accessoires de perfusion
- Filtres à perfusion
- Dispositifs pour la néonatalogie/ pédiatrie
- Sets de transfert et de prélèvement
- CODAN CYTO®
- Gamme de protection Chemoprotect®
- Seringues
- Sets pour la mesure des pressions par voie invasive
- Pompes à perfusion
- Sets spécifiques

Notre entreprise satisfait aux réglementations prévues par la directive européenne 93/42/CEE et/ou par le Règlement (UE) 2017/745 et entretient des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO 13485:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
CODAN pvb Critical Care GmbH
CODAN US Corporation
CODAN ARGUS AG

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS

Manufacturer

CODAN Medizinische Geräte GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14
codan@codan.de · www.codancompanies.com



CODAN

The decisive connection