

CODAN Oralspritzen



Leichtgängig Präzise Zuverlässig

**Verwechslung
ausgeschlossen**

CODAN Oralspritzen haben einen extra breiten oralen Konus, der die Spritze unverwechselbar macht und eine versehentliche Verbindung mit einem Verabreichungssystem verhindert.

**HERGESTELLT
IN DÄNEMARK**



CODAN REF	Beschreibung
62.1900	0,5 ml Oral transparent, zentrisch 0,01 Grad
62.1940	0,5 ml Oral Amber, zentrisch 0,01 Grad
62.1800	1 ml Oral transparent, zentrisch 0,01 Grad
62.1880	1 ml Oral Amber, zentrisch 0,01 Grad
62.3800	3 ml Oral transparent, zentrisch 0,1 Grad
62.3810	3 ml Oral Amber, zentrisch 0,1 Grad
62.4960	5 ml Oral transparent, zentrisch 0,2 Grad
62.4980	5 ml Oral Amber, zentrisch 0,2 Grad
62.6960	10 ml Oral transparent, exzentrisch 0,2 Grad
62.6950	10 ml Oral Amber, exzentrisch 0,2 Grad
62.7800	20 ml Oral transparent, exzentrisch 1,0 Grad
62.7860	20 ml Oral Amber, exzentrisch 1,0 Grad
62.8560	50/60 ml Oral transparent, exzentrisch 1,0 Grad
62.8550	50/60 ml Oral Amber, exzentrisch 1,0 Grad

Das unsterile CODAN Oralspritzen-Programm besteht aus zuverlässigen, präzisen und qualitativ hochwertigen Einmalspritzen mit transparentem und amberfarbenem Zylinder zum Schutz vor UV-Licht bei empfindlichen Medikamenten. Die CODAN Oralspritzen erfüllen auch höchste Ansprüche bei der Ernährung von Frühgeborenen, wenn die Muttermilch über eine orale Spritze verabreicht werden muss und unterstützen die sensible Handhabung. Dies gilt auch für alle anderen Bereiche, in denen CODAN Oralspritzen eingesetzt werden. Die amberfarbenen CODAN Oralspritzen bieten einen optimalen Lichtschutz und ermöglichen die sichere orale Verabreichung von lichtempfindlichen Medikamenten.

Für dieses Sortiment sind die charakteristischen CODAN-Merkmale zutreffend:

- Dreiteilige Spritze mit dünnem Silikonring
- Leichte und sehr gleichmäßige Entnahme und Entleerung
- Leichtgängige Kolbenführung
- Präzise Skala
- Zuverlässiger Kolbenstopp
- Doppelter Skalenaufdruck
- Umweltverträgliche und PVC-freie Materialien
- Latex-frei
- Ausgewogenes Portfolio mit zentrischen und exzentrischen Anschlüssen

Hersteller

CODAN Medical ApS
 Færgevej 4 · 4970 Rødby, Denmark
 Tel. +45 54 65 74 11
 codan@codanmedical.dk · www.codancompanies.com



Die entscheidende Verbindung